



Carryox 2x2. Väska för LIV[®] Mini 2 L eller Stroller 1,2 L.



Produktbeskrivning

För att underlätta rörligheten vid oxygenbehandling, både i hemmiljö och i rekreativmiljöer, har Linde Healthcare tagit fram ett sortiment av väskor anpassade till mobilitetskrav. För att transportera upp till två stycken lättviktsflaskor LIV Mini 2 L eller två stycken Stroller 1,2 L (bärbart LOX-kärl) på ett komfortabelt sätt, finns en anpassad rygsäck med axelremmar och ett bärhandtag. Till väskan finns en lätttrullad vagn som är helt anpassad för denna väska. Den har ett handtag med krokar att hänga grimmorna på och den går lätt att fälla ihop när den inte används. För att fästa väskan på vagnen trär man bärhandtaget över vagnens handtag.

En nättad sidoficka med plats för en 0,5 L PET-flaska och en mindre ytterficka på väskan ger möjlighet till lättåtkomlig förvaring. På insidan av väskan finns både en ficka för gasspararen Oxysaver 8 och en ficka med plats för en broschyr eller dylikt i A5 format. Det finns även en mindre plastficka på insidan av väskans lock som t.ex. kan användas för att märka upp inköpta väskor eller bifoga kontaktuppgifter.

Teknisk data

Carryox 2x2

Väska

Avsedd för:	2 stycken lättviktsflaskor LIV Mini 2 L eller 2 stycken Stroller 1,2 L
Plats för gassparare:	Plastficka med kardanförslutning för Oxysaver 8
Invändiga mått (BxHxD):	30 x 50 x 12 cm
Material:	Tillverkad i svart, vattenavstötande material
Bärsystem:	Rygsäcken är försedd med axelremmar och ett bärhandtag
Linde Healthcare artikelnummer:	332456

Vagn

Avsedd för:	Carryox 2 x 2
Material:	Lättviktsram i metall, stötdämpande hjul i plast 17 cm diameter
Konstruktion:	Hopfällbar, handtag med krokar för grimmor
Linde Healthcare artikelnummer:	332457

Kundcenter

Linde Healthcare Kundcenter, e-post: healthcare.se@linde.com eller telefon: 08-731 18 00.

Mer information om oss och våra produkter och tjänster inom hemsjukvård hittar du på www.linde-healthcare.se

Linde Gas AB
Linde Healthcare, Rättarvägen 3, 169 68 Solna
Tel +46 8 731 10 00, www.linde-healthcare.se